




ENGLISH

SYMBOLS

MD	Medical Device
LATEX	Caution: This device contains natural rubber latex which may cause allergic reactions.

INTENDED USE

The device is intended for compression around the knee and external support or stabilization of the patella

Indications for use

For knee conditions that may benefit from compression, such as:

- Mild sprains and strains
- Knee pain
- Feeling of instability

Contraindications

Must not be used by individuals for whom compression is contraindicated. If you have a medical condition that decreases blood circulation in your limbs, then consult your healthcare professional before you use the device. Such medical conditions include, but are not limited to, diabetes or peripheral vascular disease.

Warnings and Cautions:

- The device should be used directly on intact skin and never over an open wound. Inspect the skin under the device's contact area before and after each use.
- The device should not be used for extended periods of time and removed during long periods of rest, e.g., sleep.
 - Regular healthcare professional supervision is recommended for patients with peripheral vascular disease, neuropathy, and sensitive skin.
 - The use of the device may increase the risk of deep vein thrombosis and pulmonary embolism.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before use. Keep them for future reference. Any serious incident in relation to the device must be reported to the manufacturer and relevant authorities. The patient should stop using the device and contact a healthcare professional:

- If there is a change or loss in device functionality, or if the device shows signs of damage or wear hindering its normal functions.
- If any pain, skin irritation, or unusual reaction occurs with the use of the device.

The device is for single patient – multiple use.

USAGE

Size Selection

Measure the calf and thigh circumference 15 cm (6”) above and below mid-patella. The sizing chart is on the packaging, if between sizes always select the smaller size for optimal fit.

Device Application

- Fold the top part of the device outward so that the FoldLock edge becomes visible (**Fig. 1**). Grasp the device with two hands on the side and pull the device over the knee (**Fig. 2**).
 - Pull evenly over the knee joint until the knee cap is free from pressure and centered into the patella graphics (**Fig. 3**).
 - Then fold the FoldLock edge of the device back into the original position (**Fig. 4**).
- To remove the metal stays turn the device inside out and remove the stays out of the stay pocket (**Fig. 5**).

Device removal
Fold the FoldLock edge of the device outward so that the edge becomes visible. Grip the device at the level of the calf and pull it off in a downward direction.

Cleaning and care

- Machine-wash with a mild detergent at cold temperature (30 °C).
- Air dry.

Note: Do not tumble dry, iron, bleach, or wash with fabric softener. **Note:** Avoid contact with salt water or chlorinated water. In case of contact, rinse with fresh water and air dry.

DISPOSAL

The device and packaging must be disposed of in accordance with respective local or national environmental regulations.

LIABILITY

Össur does not assume liability for the following:

- Device not maintained as instructed by the instructions for use.
- Device assembled with components from other manufacturers.
- Device used outside of recommended use condition, application, or environment.

DEUTSCH

SYMBOLE

MD	Medizinprodukt
LATEX	Vorsicht: Das Produkt enthält Naturkautschuk latex , was unter Umständen eine allergische Reaktion hervorrufen kann.

VERWENDUNGSZWECK

Das Produkt ist zur Kompression um das Knie und zur äußeren Unterstützung oder Stabilisierung der Patella vorgesehen

Indikationen

Bei Kniebeschwerden, die von einer Kompression profitieren können, beispielsweise:

- Leichte Verstauchungen und Zerrungen
- Knieschmerzen
- Gefühl der Instabilität

Kontraindikationen

Darf nicht bei Patienten angewandt werden, bei denen eine Kompression kontraindiziert ist. Wenn Sie von einer Erkrankung betroffen sind, die mit einer beeinträchtigten Durchblutung der Extremitäten einhergeht, müssen Sie den Arzt konsultieren, bevor Sie das Produkt verwenden. Zu diesen Erkrankungen gehören unter anderem Diabetes oder periphere Verschlusskrankheiten.

Warnungen und Vorsichtshinweise:

Das Produkt sollte direkt auf intakter Haut und niemals über einer offenen Wunde verwendet werden.

Untersuchen Sie die Haut unter dem Kontaktbereich des Produkts vor und nach jeder Anwendung.

- Das Produkt sollte nicht über einen längeren Zeitraum verwendet werden und während längerer Ruhephasen, z. B. beim Schlafen, abgenommen werden.
- Bei Patienten mit peripherer Verschlusskrankheit, Neuropathie und empfindlicher Haut wird eine regelmäßige Überwachung durch medizinisches Fachpersonal empfohlen.
- Die Verwendung des Produkts kann das Risiko einer tiefen Venenthrombose und einer Lungenembolie erhöhen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Einweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Jeder schwerwiegende Vorfall in Bezug auf das Produkt muss dem Hersteller und den zuständigen Behörden gemeldet werden.

Der Patient sollte die Verwendung des Produkts einstellen und einen Arzt aufsuchen:

- Wenn sich die Funktionalität des Produkts verändert oder verloren geht oder wenn das Produkt Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß aufweist, die seine normalen Funktionen beeinträchtigen.
- Wenn bei der Verwendung des Produkts Schmerzen, Hautreizungen oder ungewöhnliche Reaktionen auftreten.

Dieses Produkt ist nur für die mehrfache Anwendung am einzelnen Patienten bestimmt.

VERWENDUNG

Auswahl der Größe

Messen Sie den Waden- und Oberschenkelumfang 15 cm über und unter der Patella-Mitte. Die Gürteltabelle ist auf der Verpackung abgebildet. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie für eine optimale Passform immer die kleinere Größe.

Produktanwendung

- Klappen Sie den oberen Teil des Produkts nach außen, sodass die FoldLock-Kante sichtbar wird (**Abb. 1**). Fassen Sie das Produkt mit beiden Händen an der Seite, und ziehen Sie das Produkt über das Knie (**Abb. 2**).
- Ziehen Sie das Produkt gleichmäßig über das Kniegelenk, bis die Kniescheibe druckfrei und in der Patella-Graphik zentriert ist (**Abb. 3**).
- Klappen Sie dann die FoldLock-Kante des Produkts wieder in die ursprüngliche Position zurück (**Abb. 4**).

Um die Metallstege zu entfernen, drehen Sie das Produkt um und nehmen die Stege aus der Stegtasche heraus (**Abb. 5**).

Entfernen des Produkts

Klappen Sie die FoldLock-Kante des Produkts nach außen, sodass die Kante sichtbar wird. Fassen Sie das Produkt in Höhe der Wade und ziehen Sie es nach unten ab.

Reinigung und Pflege

- Maschinenwäsche mit einem milden Waschmittel bei kalter Temperatur (30 °C)
- An der Luft trocknen.

Hinweis: Nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht bleichen und nicht mit Weichspüler waschen.

Hinweis: Vermeiden Sie den Kontakt mit Salzwasser oder gechlortem Wasser. Bei Kontakt mit Frischwasser abspülen und an der Luft trocknen.

ENTSORGUNG

Das Gerät und die Verpackung sind gemäß den vor Ort geltenden oder nationalen Vorschriften umweltgerecht zu entsorgen.

HAFTUNG

Össur übernimmt in den folgenden Fällen keine Haftung:

- Das Gerät wird nicht gemäß der Gebrauchsanweisung gewartet.
- Das Gerät wird mit Bauteilen anderer Hersteller montiert.
- Das Produkt wird nicht gemäß den Empfehlungen in Bezug auf Einsatzbedingungen, Anwendung oder Umgebung verwendet.

FRANÇAIS

SYMBOLIS

MD	Dispositif médical
LATEX	Attention : ce dispositif contient du latex naturel qui peut causer des réactions allergiques.

UTILISATION PRÉVUE

Le dispositif est destiné à fournir une compression autour du genou et à assurer un soutien externe ou la stabilisation de la rotule

Indications

Pour les pathologies du genou pouvant bénéficier d’une compression, telles que les suivantes :

- Entorse ou foulure légère
- Douleur au genou
- Sensation d’instabilité

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les personnes pour lesquelles la compression est contre-indiquée. Si vous souffrez d’une maladie diminuant la circulation sanguine dans vos membres, consultez votre professionnel de santé avant d’utiliser le dispositif. Ces maladies comprennent, mais sans s’y limiter, le diabète ou une maladie vasculaire périphérique.

Avertissements et mises en garde :

- Le dispositif doit être utilisé directement sur une peau intacte et jamais sur une plaie ouverte. Inspecter la peau sous la zone de contact du dispositif avant et après chaque utilisation.
- Le dispositif ne doit pas être utilisé pendant une durée prolongée ; il doit être retiré pendant les longues périodes de repos (p. ex. sommeil).
 - Pour les patients souffrant d’une maladie vasculaire périphérique, d’une neuropathie ou d’une peau sensible, une surveillance régulière par un professionnel de santé est recommandée.
 - L’utilisation du dispositif peut augmenter le risque de thrombose veineuse profonde et d’embolie pulmonaire.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement ces instructions avant utilisation. Les conserver pour référence ultérieure. Tout incident grave concernant le dispositif doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Le patient doit cesser d'utiliser le dispositif et contacter un professionnel de santé :

- en cas de changement ou de perte de fonctionnalité du dispositif, ou si le dispositif présente des signes de dommages ou d'usure empêchant son fonctionnement normal.
- En cas de douleur, d'irritation de la peau ou de réaction inhabituelle lors de l'utilisation du dispositif.

Le dispositif est destiné à un seul patient et des utilisations multiples.

UTILISATION

Sélection de la taille

Mesurer la circonférence du mollet et de la cuisse à 15 cm (6”) au-dessus et au-dessous du milieu de la rotule. Le tableau des tailles se trouve sur l'emballage, si vous êtes entre deux tailles, toujours choisir la taille la plus petite pour un ajustement optimal.

Mise en place du dispositif

- Plier la partie supérieure du dispositif vers l'extérieur afin de rendre le bord FoldLock visible (**Fig. 1**). Saisir le dispositif à deux mains sur le côté et le tirer sur le genou (**Fig. 2**).

- Tirer uniformément sur l'articulation du genou jusqu'à retirer la pression sur la rotule et jusqu'à ce qu'elle soit centrée au niveau des illustrations de la rotule (**Fig. 3**).
- Replier le bord FoldLock du dispositif pour le remettre dans sa position de départ (**Fig. 4**). Pour retirer les renforts métalliques, retourner le dispositif sur l'envers et retirer les renforts de la poche à renforts (**Fig. 5**).

Retrait du dispositif

Plier le bord FoldLock du dispositif vers l'extérieur afin de rendre le bord visible. Saisir le dispositif au niveau du mollet et le tirer vers le bas.

Nettoyage et entretien

- Laver en machine avec un détergent doux à basse température (30 °C).
- Laisser sécher à l'air libre.

Remarque : ne pas sécher en sèche-linge, repasser, utiliser d'eau de Javel ou laver avec un assouplissant.

Remarque : éviter tout contact avec de l'eau salée ou chlorée. En cas de contact, rincer à l'eau douce et laisser sécher à l'air.

MISE AU REBUT

Le dispositif et l'emballage doivent être mis au rebut conformément aux réglementations environnementales locales ou nationales en vigueur.

RESPONSABILITÉ

Össur décline toute responsabilité dans les cas suivants :

- Le dispositif n'est pas entretenu comme indiqué dans les instructions d'utilisation.
- Le dispositif est assemblé avec des composants d'autres fabricants.
- Le dispositif utilisé en dehors du cadre recommandé concernant les conditions d'utilisation, l'application ou l'environnement.

ESPAÑOL

SÍMBOLOS

MD	Producto sanitario
LATEX	Precaución: Este dispositivo contiene látex de caucho natural, el cual puede provocar reacciones alérgicas.

USO PREVISTO

El dispositivo está diseñado para la compresión alrededor de la rodilla y el soporte externo o la estabilización de la rótula.

Indicaciones para el uso

Para afecciones de la rodilla que pueden beneficiarse de la compresión, como:

- Esguinces y torceduras de grado leve
- Dolor de rodilla
- Sensación de inestabilidad

Contraindicaciones

No deben utilizarlo personas para las que la compresión esté contraindicada. Si padece alguna afección médica que reduce la circulación de la sangre en las extremidades, consulte a su médico antes de usar el dispositivo. Entre dichas afecciones médicas se incluyen la diabetes y la enfermedad vascular periférica.

Advertencias y precauciones:

- El dispositivo debe utilizarse directamente sobre la piel sana y nunca sobre una herida abierta. Revise la piel debajo del área de contacto del dispositivo antes y después de cada uso.
- El dispositivo no debe utilizarse durante periodos de tiempo prolongados ni quitarse durante largos periodos de reposo como, por ejemplo, durmiendo.
 - En el caso de pacientes con vasculopatía periférica, neuropatía y piel sensible, se recomienda la supervisión regular del profesional sanitario.
 - El uso del dispositivo puede aumentar el riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones con atención antes del uso. Guárdelas para futuras referencias. Cualquier incidente grave en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a las autoridades pertinentes. El paciente debe interrumpir el uso del dispositivo y ponerse en contacto con un profesional sanitario:

- Si se produce un cambio o una pérdida en la funcionalidad del dispositivo o si el dispositivo muestra signos de daño o desgaste que dificultan sus funciones normales.
- Si experimenta algún dolor, irritación de la piel o reacción inusual con el uso del dispositivo.

El dispositivo ha sido diseñado para varios usos por parte de un solo paciente.

USO

Selección de tamaño

Mida el contorno de la pantorrilla y del muslo 15 cm (6 pulg.) por encima y por debajo del centro de la rótula. La tabla de tamaños figura en el envase; si se encuentra entre dos tamaños, seleccione siempre el tamaño más pequeño para un ajuste óptimo.

Colocación del dispositivo

- Doble la parte superior del soporte hacia fuera de modo que el borde FoldLock quede a la vista (**Fig. 1**). Sujete el dispositivo con ambas manos por los laterales y tire de él por encima de la rodilla (**Fig. 2**).
- Tire uniformemente sobre la articulación de la rodilla hasta que la rótula quede libre de presión y centrado en los gráficos correspondientes (**Fig. 3**).
- A continuación, vuelva a doblar el borde FoldLock del dispositivo a la posición original (**Fig. 4**). Para retirar los postes metálicos, invierta el dispositivo y extráigalos de sus bolsillos correspondientes (**Fig. 5**).

Eliminación del dispositivo

Doble el borde de FoldLock del dispositivo hacia fuera para que quede a la vista. Sujete el dispositivo al nivel de la pantorrilla y tire de él hacia abajo.

Limpieza y cuidado

- Lavar a máquina con un detergente suave a temperatura fría (30 °C).
- Dejar secar al aire.

Nota: No secar en secadora, planchar, usar lejía ni lavar con suavizante de ropa.

Nota: Evitar el contacto con agua salada o agua clorada. En caso de contacto, aclarar con agua dulce y secar al aire.

ELIMINACIÓN

El dispositivo y el envase deben eliminarse de acuerdo con las normas medioambientales locales o nacionales correspondientes.

RESPONSABILIDAD

Össur no asumirá responsabilidad alguna ante las siguientes circunstancias:

- El dispositivo no se mantiene según lo indicado en las instrucciones de uso.
- Al dispositivo se le aplican componentes de otros fabricantes.
- El dispositivo se utiliza de forma distinta a las condiciones de uso, aplicación o entorno recomendados.

NORSK

SYMBOLER

MD	Medisinsk udstyr
LATEX	Forsiktig: Denne enheten inneholder naturlig gummlateks som kan forårsake allergiske reaksjoner.

TILTENKT BRUK

Enheten er beregnet for kompresjon rundt kneet og ytre støtte eller stabilisering av kneeskålen

Indikasjoner for bruk

For knelidelser som kan ha nytte av kompresjon, for eksempel:

- Mindre forstuinger og belastninger
- Smerter i kneet
- Følelse av ustabilitet

Kontraindikasjoner

Må ikke brukes av personer hvor kompresjon ikke er tilrådelig. Hvis du har en medisinsk tilstand som reduserer blodstrøkulasjonen i lemmene, bør du kontakte helsepersonell før du bruker denne enheten. Slike medisinske tilstander kan for eksempel være diabetes eller perifer vaskulær sykdom.

Advarsler og forholdsregler:

- Enheten skal brukes direkte på intakt hud og aldri over et åpent sår. Inspiser huden under enhetens kontaktområde før og etter hver bruk.
- Enheten skal ikke brukes over lengre perioder, og skal fjernes under langvarig hvile, f.eks. søvn.
 - Regelmessig tilsyn fra helsepersonell anbefales for pasienter med perifer vaskulær sykdom, nevropati og sensitiv hud.
 - Bruk av enheten kan øke risikoen for dyp venetrombose og lungeemboli.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Læs disse instruksjonene nøye for bruk. Behold dem for fremtidig referanse. Enhver alvorlig hendelse i forbindelse med enheten må rapporteres til produsenten og relevante myndigheter. Pasienten må i følgende tilfeller avslutte bruken av enheten og ta kontakt med helsepersonell:

- Hvis funksjonaliteten ved enheten endres eller går tapt, eller hvis enheten viser tegn til skade eller slitasje som hindrer normal funksjon.
- Hvis det oppstår smerter, hudirritasjoner eller uvanlige reaksjoner ved bruk av enheten.

Enheten kan bare brukes av én pasient – flere ganger.

BRUK

Valg av størrelse

Mål omkretsen av leggen og låret 15 cm (6 tommer) over og under midten av kneeskålen. Størrelsesdiagrammet vises på emballasjen. Hvis du er mellom to størrelser, skal du alltid velge den minste størrelsen for å oppnå optimal passform.

Montering av enheten

- Brett den øvre delen av enheten utover, slik at FoldLock-kanten blir synlig (**fig. 1**). Ta tak i enheten med begge hender på siden og dra enheten over kneet (**fig. 2**).

- Trekj jevnt over kneleddet til kneskålen er fri for trykk og sentrert i kneskålgrafikken (**fig. 3**).
- Brett deretter FoldLock-kanten på enheten tilbake til den opprinnelige posisjonen (**fig. 4**). For å fjerne metallstengene, snu enheten innvendig og fjern stagene ut av oppbevaringslommen (**fig. 5**).

Fjerning av enheten

Brett FoldLock-kanten til enheten utover slik at kanten blir synlig. Ta tak i enheten på leggnivået, og dra den nedover.

Renngjøring og vedlikehold

- Maskinvaskes med et mildt vaskemiddel ved kald temperatur (30 °C).
- Lufttørk.

Merk: Ikke tork i tørtetrommel, stryk, bruk blekemiddel eller vask med skyllemiddel.

Merk: Unngå kontakt med saltvann eller vann med klor. Ved kontakt, skyll med ferskvann og lufttørk.

KASSERING

Enheten og emballasjen må kastes i henhold til de gjeldende lokale eller nasjonale miljøforskriftene.

ERSTATNINGSANSVAR

Össur påtar seg ikke noe ansvar for følgende:

- Enheter som ikke vedlikeholdes slik det står i bruksanvisningen.
- Enheter som er satt sammen med komponenter fra andre produsenter.
- Enheter som brukes utenfor anbefalte bruksforhold, bruksområder eller miljøer.

DANSK

SYMBOLER

MD	Medicinsk udstyr
LATEX	Forsigtig: Denne enhed indeholder naturgummi- latex , som kan fremkalde allergiske reaktioner.

TILSIGTET ANVENDELSE

Enheden er beregnet til kompression omkring knæet og ekstern støtte eller stabilisering af knæskallen

Indikationer for brug

Ved knætilstande, hvor kompression med fordel kan anvendes, såsom:

- Milde forstuvninger og forstrækninger
- Knæsmarter
- Følelse af ustabilitet

Kontraindikationer

Må ikke anvendes af personer, for hvem kompression er kontraindiceret. Hvis du har en medicinsk tilstand, der nedsætter blodcirkulationen i dine lemmer, skal du kontakte lægen, inden du bruger enheden. Sådanne medicinske tilstande omfatter, men er ikke begrænset til, diabetes eller perifer vaskulær sygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler:

- Enheden skal bruges direkte på intakt hud og aldrig over et åbent sår. Undersøg huden under enhedens kontaktområde før og efter hver brug.
- Enheden må ikke anvendes i længere perioder ad gangen og skal fjernes under lange perioder med hvile, f.eks. søvn.
 - Det anbefales, at patienter med perifer vaskulær sygdom, neuropati og følsom hud går til regelmæssig kontrol hos sundhedspersonale.
 - Brug af enheden kan øge risikoen for dyb venetrombose og lungeemboli.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs disse anvisninger grundigt for brug. Opbevar dem til senere reference. Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med enheden skal rapporteres til producenten og de relevante myndigheder. Patienten skal stoppe med at bruge enheden og kontakte en læge:

- Hvis der er sket en ændring i eller et funktionstab for enheden, eller hvis enheden viser tegn på skader eller slitage, der hindrer dens normale funktionalitet.
- Hvis der opstår smerter, hudirritation eller en usædvanlig reaktion ved brug af enheden.

Enheden er beregnet til en enkelt patient – til brug flere gange.

BRUG

Valg af størrelse

